

Fecha: Febrero 2016

Consulta Nº 66:

¿Qué son las gafas de gel y qué indicación tienen?

Respuesta:

Las gafas de gel o antifaces (por ejemplo, Therapearl® --Proveedor Baush+Lomb--) es un sistema que utiliza tecnología innovadora para aliviar el dolor por calor o frío. El antifaz de Therapearl® contiene granos azules que combinan el poder de la terapia caliente y fría aliviar

Indicaciones: El frío de aplicación postcirugía y como antiinflamatorio. Y en calor para ojo seco y blefaritis

Recomendaciones de uso: "THERA Máscara PEARL ojos" debe ser aplicado a la piel o cerrados párpados no más que el tiempo recomendado médico de 20 minutos. Durante 20 minutos, esta mascarilla mantendrá una temperatura terapéutica. Es flexible para adaptarse perfectamente a la cara. Retirar y esperar al menos 20 minutos. Vuelva a aplicar máscara de ojos para no más de 20 minutos, si es necesario.

- **La terapia con frío** - Congelar durante al menos 2 horas.

- **La terapia de calor** - Microondas para el tiempo indicado a continuación y temperatura de la prueba. Fuego lento durante 5 segundos adicionales como sea necesario hasta que se alcanza la temperatura deseada.

El tiempo de calentamiento sugerido para este producto es:

- 700 vatios de microondas: 15 segundos
- 1000 vatios de microondas: 12 segundos
- 1250 vatios de microondas: 10 segundos

Precauciones: Sólo debe utilizarse para uso externo. No recomendado en lactantes. No debe ingerirse el contenido. Ni utilizarse para fines distintos a los previstos. Consulte con su médico antes de su uso en la piel rota, irritada, muy sensible o insensible. Usar sólo bajo supervisión de un adulto. Siempre pruebe temperatura del paquete antes de la aplicación. El sobrecalentamiento o la aplicación prolongada pueden causar lesiones a personas, incluyendo quemaduras. Calefacción más allá del tiempo sugerido puede dañar o destruir