

AGUA OXIGENADA 5 volúmenes gotas óticas

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN:

100 ml

COMPOSICIÓN:

AGUA OXIGENADA DE 10 VOLÚMENES	50 ml
AGUA PURIFICADA csp	100 ml

MATERIAL Y EQUIPO:

El general para la preparación de soluciones.

METODOLOGÍA:

PG de Elaboración de soluciones

MÉTODO ESPECÍFICO:

1. Medir el agua oxigenada.
2. Completar a volumen final con agua purificada.
3. Envasar en frasco topacio

ENTORNO:

No se requieren condiciones distintas a las especificadas en el PN de elaboración de soluciones.

ENVASADO:

Envasar en frasco de vidrio topacio bien cerrado

CONSERVACIÓN:

Conservar a T^a ambiente. Desechar a la semana de su apertura.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ACABADO:

Líquido transparente e incoloro libre de partículas extrañas.

PLAZO DE VALIDEZ:

1 mes

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

En gotas óticas para extraer tapones de los oídos.
Posología: administrar entre 2 y 3 veces al día.

EVIDENCIA CIENTÍFICA:

Categoría II: sin estudios de estabilidad, pero con experiencia clínica

BIBLIOGRAFÍA:

Martindale 2ª Edición pag 978

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Julio 2014.