

Jarabe de cerezas

Composición

Componentes	Cantidad
Jarabe simple	500 ml
Esencia de cerezas	5 ml
Solución stock de colorante*	0,25 ml

* Colorante hidrosoluble rojo o amarillo 1 g, agua purificada 40 ml.

Modo de elaboración

1. Mezclar los componentes en agitador a media velocidad durante 5 minutos.
2. Envasar en frasco topacio.

Caducidad y conservación

- Estabilidad: 1 mes en nevera (2-8 °C)
- Conservación: en nevera. Proteger de la luz.

Etiquetado

Servicio de Farmacia	Hospital
<u>Jarabe de cerezas</u>	
Conservar en nevera. Proteger de la luz.	
Fecha elab:	Fecha cad:
Lote:	
Observaciones:	

Observaciones

Los mismos autores describen otra fórmula para el jarabe de cerezas. Reflejamos ésta por ser una forma simplificada de la misma con buenas características organolépticas.

Bibliografía

—Servicio de Farmacia. Hospital Son Dureta. Manual de fórmulas magistrales y normalizadas. Palma de Mallorca, 1992.

Jarabe de cerezas

Indicaciones

- Vehículo de fórmulas orales líquidas.