



FICHA TÉCNICA

Marca	Imagen	Denominación genérica y Referencia
		<p>JERINGA INSULINA CON AGUJA Y PROTECCIÓN DE AGUJA NEEDLE- PRO INTEGRADO</p> <p>REF: 43XX (SERIE)</p>

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Jeringa insulina con fijación de aguja y sistema de protección de aguja Needle- Pro EDGE integrado al sistema

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Jeringa de insulina con aguja hipodérmica fijada en la jeringa y con sistema de protección de aguja integrado en el dispositivo.

Sistema de seguridad con la técnica de activación del sistema con una sola mano.

Los dedos y mano del usuario siempre quedan por detrás del objeto punzante, inclusive a la hora de activar el sistema de seguridad. Su activación es comprobada visual y acústicamente teniendo la certeza de la aguja ha quedado completamente cubierta por el sistema de seguridad sin correr riesgos de punción. El sistema de protección EDGE se encuentra alineado a la derecha del bisel de la aguja. **El dispositivo de protección de la aguja no añade espacio muerto a la inyección.** Disponibles diferentes Gauges de agujas y medidas de jeringas.

El sistema de seguridad de protección de aguja integrado en la jeringa de insulina es de fácil utilización y seguro para el usuario.

CARACTERÍSTICAS REMARCABLES

- . Jeringa de insulina de seguridad que protege contra los tres riesgos posibles: arañazo, salpicadura y pinchazo.
- . Fácil manipulación
- . La activación del sistema de seguridad **NEEDLE – PRO®** EDGE se ve y se oye mediante un click, al proteger completamente la aguja. Una vez encapsulada la aguja no se puede desactivar
- . Código color acorde al Gauge
- . No dispone de mecanismos que puedan activarse accidentalmente o provocar salpicaduras.
- . **El dispositivo de protección de la aguja no añade espacio muerto.**



REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y PRESENTACIÓN

REF	DESCRIPCION	MM	und vta
	JERINGA DE INSULINA CON PROTECCION DE AGUJA NEEDLE-PRO EDGE INTEGRADO EN SISTEMA		
4317	Jeringa insulina con sist. protección aguja Needle-Pro® EDGE U-100 jeringa insulina de, 0.1cc/mL, 26g x 1/2"	0,45mm x 13mm	400
4319	Jeringa insulina con sist. protección aguja Needle-Pro® EDGE U-100 jeringa insulina de, 0.1cc/ml, 27g x 1/2"	0,40mm x 13mm	400

4 cajas de 100 unidades

COMPOSICIÓN, ALMACENAMIENTO Y ETIQUETADO

Composición la jeringa: Polipropileno

Composición de la aguja: acero grado médico

Composición del protector de aguja: polietileno de alta densidad.

No pirogénico

Conservar en lugar seco, manteniéndolo lejos de la luz y el polvo. Embalaje individual. Caducidad 2 años.



De acuerdo con MDD 93/42/EEC



Exento de látex.



De un solo uso.



Método de

esterilización utilizando radiación Gamma.

FABRICANTE

SMITHS Medical

Smiths Medical España, S.R.L.
Avda. Diagonal 635. 08028 Barcelona
Tel: 933 638 400 Fax: 934 104 707
www.smiths-medical.com

Ref. FT / 43xx - ES

Rev.: 20160304